

CARACTERÍSTICAS DE LAS PANTALLAS PROTECTORAS E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Fabricadas en material plástico transparente.

PANTALLA 1.- Consta de 3 piezas, zona PANTALLA, zona de SUJECIÓN a la cabeza regulable y ESPUMA apoyo frente para mayor comodidad de uso. Se une la pantalla a la cinta de sujeción mediante dos trabillas de lengüeta doble, después se pega la espuma en la línea de las lengüetas, en la cara contraria donde hemos puesto la cinta para que esta vaya por fuera de la pantalla acoplándola más a la cara y se fija la regulación de la cinta a la cabeza. La espuma se desprende con facilidad del adhesivo para poderla posicionar desplazándola arriba o abajo para mayor comodidad del usuario.

PANTALLA 2.- Consta de 2 piezas, LA GOMA y la PANTALLA, la cual en su zona superior tiene como unos picos de corona con dos tiras de hendidos para doblar el material en esas zonas dos veces en ángulo recto consiguiendo unos apoyos para la frente cuando nos la colocamos. Lleva también 3 agujeros dispuestos en vertical a cada lado con varias funciones:

- 1.- sujetar la goma que la entraremos a nuestra comodidad, pero es aconsejable entrarla de fuera hacia adentro consiguiendo así que al colocárnosla quede un poco más cerrada y se acople mejor a la cara.
- 2.- regular la altura de la goma respecto al rostro del usuario, hay 3 niveles.
- 3.- alargar o acortar la longitud de la goma a comodidad del usuario, si se pasa solo por un agujero queda en su mayor longitud, pasándola por uno o varios agujeros más se acorta su longitud.

PANTALLA 3.- Consta de 2 piezas, LA GOMA y la PANTALLA, la cual en su zona superior tiene dos hendidos de media luna, al montarla forman el soporte para la frente cuando nos la colocamos. Primero doblar un poco los hendidos para que tome un poco de forma, a continuación se monta con dos flechitas a cada lado que se introducen por completo en unas ranuras, desde fuera hacia dentro, es decir que la zona de las flechas monta sobre la zona de las ranuras, una vez introducidas, hacer coincidir los agujeros y pasar la goma de afuera hacia adentro, primero por los dos agujeros coincidentes de abajo y después de dentro a fuera por los de arriba, repetir la operación en el otro lado y ya está lista para usar, la solapa pequeña para la frente puede estar hacia arriba o hacia abajo, el usuario puede estar más cómodo en una u otra posición.

PANTALLA 4.- Es abatible, consta de 4 componentes, LA PANTALLA, la CINTA de sujeción a la cabeza regulable, la SUJECIÓN o refuerzo frontal y los REMACHES para montar el conjunto. Primero despejar los agujeros de las 3 piezas, meter el cuadrado de la cinta refuerzo por la ranura de la cinta larga e igualar los agujeros, poner la pantalla en el exterior haciendo coincidir su agujero, meter la mitad macho del remache de dentro a fuera y meter la hembra presionando hasta oír el clic. Repetir al otro lado, graduar el perímetro de la cinta metiendo solo una de las flechas completamente en la ranura que consideremos conveniente, una vez ajustada la medida poner la otra flecha como refuerzo.

Las PANTALLAS PROTECTORAS son lo suficientemente grandes como para cubrir bien los rostros de la mayoría de las personas, si en algún caso, quizás en el caso de un niño o persona menuda, fueran excesivamente grandes, se pueden recortar con mucha facilidad lo que crean conveniente. Aconsejamos preferiblemente tener que cortar dos veces antes que cortar demasiado.

Las PANTALLAS PROTECTORAS de plástico son una barrera física, no están esterilizadas, son lavables, reutilizables y reciclables, se pueden desinfectar, lavar con agua y jabón, con alcohol, lejía, etc. sin afectarles, no se pueden poner en el lavavajillas ni en la lavadora, el agua a alta temperatura puede afectar su forma.

Las PANTALLAS PROTECTORAS no son un juguete, sirven para protegerse de salpicaduras sanitarias o de otra índole. Se pueden hacer otras variantes de tamaño o formato ajustándonos a las necesidades del cliente si el estándar no cumpliera sus expectativas.

24-marzo-2020

Nurimar Monti S.L.